

Protokol o provedení bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku

Bezpečnostně technická kontrola zdravotnického prostředku je prováděna dle § 27 zákona 123/2000 Sb. v úplném znění v rozsahu stanoveném výrobcem dle technické dokumentace.

Zákazník: Fakultní nemocnice Olomouc
Oddělení: I.P.Pavlova 6, Olomouc, 77520
Přístroj: Porodnicko-gynekologická klinika-od.18+19B
Typ: Germicidní svítidlo
Výrobní číslo: STERYBOX MINI
Inventární číslo: 0041TS
Třída ochrany: D056915
Zdravotnické zařazení: I.

Provedené testy, zkoušky, měření	Vyhovuje	Nevyhovuje
Funkční zkouška		
Vizuální kontrola	☒	☐
Kontrola účinnosti trubic	☒	☐

Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina	Naměřeno
Celkový unikající proud	El. impedance ochranného vodiče
	0,08 Ω
	Izolační odpor
Účinnost UVC záření	Unikající proud
	200 MΩ
	230 – 280 nm
	0,02 mA
	11,21 mW/cm ²

Použité měřicí přístroje:	- UV-C meter KÜHNAST 230-280 nm
	- voltmetr M 2012
	- Meditest 50

Výsledek prohlídky:

Uvedený zdravotnický prostředek odpovídá hodnotám předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj **je plně funkční a bezpečný** zdravotnický prostředek a splňuje požadavky pro používání při poskytování zdravotní péče.

Technik: Tomáš Spáčil

Podpis:



Datum prohlídky: 27. 5. 2008

Datum další doporučené prohlídky: 27. 5. 2009