

Fakturační adresa:

Jan Skácel  
Ječmínkova 24  
724 00 Ostrava Stará Bělá  
Ičo: 633 06 743 Dič:CZ 54 01 30 31 05  
Tel: 603 181 006

**PROTOKOL**  
o revizi (kontrolě) elektrického zdravotnického přístroje  
(el.spotřebiče)dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16  
00.ČSN 33 16 10.

Zákazník:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ  
I.P.Pavlova 6  
775 20 Olomouc  
Oddělení:  
Porodnicko-gynekologická klinika

Umístění spotřebiče:.....JIP 17 AA  
Druh spotřebiče:.....lůžko Novos  
.....  
Třída ochrany :..... I,IIa,IIb,III  
Typ/ zařazení:..... B,BF,CF  
Výrobce:.....Linet  
Výrobní číslo:.....192396/11/1/0697  
Inv.číslo:.....1018549-000  
Provozní zkouška:.....ano

Stav přístroje:  
Mechan.poškození:.....opraveno.....  
Přívody:.....vpořádku.....  
Stav krytů:.....dobrý.....  
Protokol o poslední revizi:.....ne

Příští revize (kontrola):za rok

**Měření elektrických bezpečnostních parametrů:**

Oddor ochranného vodiče: Rp (Ip = 200 mA).....  
Oddor ochranného vodiče: Rp  $\bar{U}$ (Ip = 10 A).....  
Isolační odpor R iso (Up=500V).....100  
Proud ochranným vodičem přímá metoda :.....  
Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :.....  
Dotykový proud přímá metoda:.....  
Dotykový proud rozdílová metoda:.....  
Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:.....0,042  
Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....  
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....  
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem:.....  
Napájecí napětí:.....229,9  
Napájecí proud:.....  
Příkon:.....  
cos  $\phi$  :.....

Revize provedena s výsledkem:vyhověl  
Bezpečnostní kontrola provedena s výsledkem:  
vyhovuje

Proveřovaný přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nich  
ž byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití  
dle zákona č.346/2003 sb. §52 odst.4.

Datum:12.12..2008  
Jméno technika : Jan Skácel  
Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A  
Typ měřícího přístroje: Revex 2051  
Výrobní číslo:708 0 136  
Typ měřícího přístroje:RM 2050  
Výrobní číslo:40 30 274  
Typ měřícího přístroje:  
Výrobní číslo:



Tento protokol má 1 stranu.  
Počet vyhotovení: 2  
Rozdělovník: 1x zákazník  
1x revizní technik