

Fakturační adresa:

Jan Skácel
Ječmínkova 24
724 00 Ostrava Stará Bělá
IČo: 633 06 743 DIČ:CZ 54 01 30 31 05
Tel: 603 181 006

PROTOKOL
o revizi (kontrola) elektrického zdravotnického přístroje
(el.spořřebiče)dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16
00.ČSN 33 16 10.

Datum:12.12..2008
Jméno technika : Jan Skácel
Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A
Typ měřičho přístroje: Revex 2051
Výrobní číslo:708 0 136
Typ měřičho přístroje:RM 2050
Výrobní číslo:40 30 274
Typ měřičho přístroje:
Výrobní číslo:

Zákazník:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc
Oddělení:
Porodnicko-gynekologická klinika

Měření elektrických bezpečnostních parametrů:

Odpor ochranného vodiče: Rp (Ip = 200 mA).....
Odpor ochranného vodiče: Rp UA(Dp = 10 A).....
Isolační odpor R iso (Up= 500V)..... 100
Proud ochranným vodičem přímá metoda :
Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :
Dotykový proud přímá metoda:.....
Dotykový proud rozdílová metoda:.....
Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:..... 0,047
Náhradní unikající proud mezi příložnou částí:.....
Přímá - unikající proud mezi příložnou částí:.....
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí
s pomocným zdrojem:.....
Napájecí napětí:..... 229,9
Napájecí proud:.....
Příkon:.....
cos φ :

Ω
Ω
MΩ
mA
mA
mA
mA
mA
mA
V
A
W

Umístění spotřebiče:.....JIP 17 AA
Druh spotřebiče:.....lážko Novos
Třída ochrany :..... I,IIa,IIb,III
Typ/ zařazení:..... B,BF,CF
Výrobce:..... Linet
Výrobní číslo:.....192396/113/0697
Inv.číslo:.....1018550-000
Provozní zkouška:.....ano
Stav přístroje:
Mechan.poškození:.....opraveno.....
Přívody:.....vpořádku.....
Stav krytů:.....dobrý.....
Protokol o poslední revizi:.....ne

Revize provedena s výsledkem:vyhověl
Bezpečnostní kontrola provedena s výsledkem:
vyhovuje

Prověřovaný přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nich
ž byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití
dle zákona č.346/2003 sb.§52 odst.4.



Příští revize (kontrola):za rok

Tento protokol má 1 stranu.

Počet vyhotovení: 2

Rozdělovník: 1x zákazník

1x revizní technik