

Fakturační adresa: Jan Skácel Ječmínkova 24 724 00 Ostrava Stará Bělá IČo: 633 06 743 Dič: CZ 54 01 30 31 05 Tel: 603 181 006		PROTOKOL o revizi (kontrolě) elektrického zdravotnického přístroje (el.spotřebiče) dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16 00.ČSN 33 16 10.		Datum: 18.11.2008 Jméno technika : Jan Skácel Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A Typ měřičho přístroje: Revex Profi Výrobní číslo: 708 0 136 Typ měřičho přístroje: RM 2050 Výrobní číslo: 40 30 274 Výrobní číslo přístroje:	
Zákazník: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc Oddělení: Ortopedická klinika, IIP		Měření elektrických bezpečnostních parametrů: Odpor ochranného vodiče: Rp (Ip = 200 mA).....0,414 Odpor ochranného vodiče: Rp $\underline{U_A}$ (Ip = 10 A).....0,18 Isolační odpor R iso (Up = 500V).....100 Proud ochranným vodičem přímá metoda :.....0,023+0,008 Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :..... Dotykový proud přímá metoda:..... Dotykový proud rozdílová metoda:..... Náhradní unikající proud mezi sítíovou a příložnou částí:.....0,054 Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:..... Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:..... Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem:..... Napájecí napětí:.....228,9 Napájecí proud:..... Příkon:..... cos φ :..... Revize provedena s výsledkem: vyhověl Bezp.tech.kontrola provedena s výsledkem: vyhovuje			
Umístění spotřebiče:JIP Druh spotřebiče:lůžko Praktika Třída ochrany :I.....I,IIa,IIb,III Typ/ zařazení:B,BF,CF Výrobce:Linet Výrobní číslo: Inv. číslo:I 019 789 - 000 Provozní zkuška:ano.		Provedený přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nich ž byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití dle zákona č.346/2003 sb. §52 odst.4.			
Stav přístroje: Mechan.poškození:opraveno..... Přívody:vpořádku..... Stav krytů:dobrý..... Protokol o poslední revizi:ne.....		Tento protokol má 1 stranu. Počet vyhotovení: 2 Rozdělovník: 1x zákazník 1x revizní technik			
Příští revize (kontrola): za rok					