

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJŮ DLE ZÁKONA 346/2003 sb. § 27

NAZEV PŘÍSTROJE: VYHŘÍVANÁ PODLOŽKA RD-95		VYROBNÍ ČÍSLO: 94102 D027941-000	
MAJITEL PŘÍSTROJE: FN OLOMOUC		ODDĚLENÍ: ORTOP. OP. S827	
VYROBCE: ALFAMEDIC		ROK VÝROBY: 1997	
TYPOVÉ OZNACENÍ: RD-95	Un (V) 230	In (A) 100	Pn (W) II
		BEZ ZÁVAD	ZÁVADA
KONTROLA REGULÁTORU:			
KONTROLA PŘÍSTROJOVÉ KRABICE		✓	
KONTROLA NASTAVENÍ A FUNKCE DLE PŘÍPRAVKU		✓	
KONTROLA KONEKTORU		✓	
KONTROLA SÍŤOVÉHO PŘÍVODU		✓	
KONTROLA VYHŘÍVANÉ PODLOŽKY:			
KONTROLA ČIDLA DLE PŘÍPRAVKU		✓	
KONTROLA VEDENÍ TOPNÉHO DRÁTU		✓	
KONTROLA KONEKTORU		✓	
KONTROLA IZOLACE PŘÍVODNÍHO KABELU PODLOŽKY		✓	
KONTROLA POTAHU PODLOŽKY		✓	

VÝSLEDEK KONTROLY:

vyhovuje - nevyhovuje

TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY:

2/2009

EVIDENČNÍ ČÍSLO:

PROTOKOL O ELEKTRICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE DLE ČES 33. 03. 95

JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJE:	Un = 230 V	Pn = 100 W
TŘÍDA OCHRANY:	II	
SESTAVA:	☐ přístroj měřen samostatně (nevypĺňuje se délka (m)) ☒ přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem o délce..... ² m ☐ přístroj s odpojitelným síťovým přívodem o délce.....m	
ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE (POUZE U PŘÍSTROJŮ TŘÍDY I):	/ ohm	
UNIKAJÍCÍ PROUD:	☒ síťová část - přístupná část N = 0,00 mA U = 0,00 mA R = 0,05 mA (max 1mA) ☒ síťová část - příločná část N = 0,004 mA U = 0,001 mA (max 0,5mA) ☒ přístupná část - příločná část R = 0,002 mA (max 0,5mA)	
POUŽITÝ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ:	MEDITEST 50	ČÍSLO PŘÍSTROJE: 200 324
VYHOVĚL ZKOUŠCE CHODU:	vyhověl - nevyhověl	
VYHOVĚL KONTROLE DLE ČES 33. 03. 95:	vyhověl - nevyhověl	
VÝSLEDEK KONTROLY:	bez závad závady.	
ZÁVĚR:	BYLA PROVEDENA KONTROLA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ DLE ZÁKONA 346/2003 sb. přístroj vyhovuje - nevyhovuje	
TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY PŘÍSTROJE:	2/2009	
KONTROLU PROVEDL:	v Olomouci DNE 12. 02. 2008 J. Čepel	
POTVRZENÍ ORGANIZACE:	11/26 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ Ortopedická klinika LP. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588 441 111 Pověřený přednost: MUDr. Miroslav Pach, CSc	