

TECHNICARE CZ, s.r.o.**Protokol o prověření zdravotnického prostředku**
dle zákona 346/2003, §52, odstavec 4

Zákazník:	FN Olomouc, ORL – <i>lůž. 14 A+B</i>
Objednávka:	DIS 080 08 66
Přístroj:	lůžko
Typ:	<i>TERNO +</i>
Výr. číslo:	<i>2266 286</i>
Inv. číslo:	<i>I 022 322 - 000</i>

Vyhovuje:	Nevyhovuje:	Provedené kontroly
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
☒	☐	Funkční kontrola v rozsahu dle výrobce

Zjištěné závady:

Bez závad.

Měření elektrické bezpečnosti:

Měřená veličina:	Naměřeno:	Limit:
Odpor ochranného vodiče (R_{PE}):	<i>—</i> Ω	max. 0,3 Ω
Izolační odpor (R_{ISO}):	<i>> 20</i> M Ω	min. 20 M Ω
Celkový unikající proud (I_{SUB}):	Přístupná část:	<i>0,008</i> mA
	Příložná část:	<i>—</i> mA
		max. 0,5 mA
		max. 0,05 mA

Použitý měřicí přístroj: REVEX plus, v.č. 516 387

Výsledek kontroly – závěr:

Prověřený zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům, podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a je možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Technik: Ing. Jaroslav Malý

Provedeno dne: 10. 6. 2008

Podpis:



Datum příští kontroly: červen 2009