



**Protokol**  
**o bezpečnostně technické kontrole**  
**zdravotnického prostředku (ZP) – přístroje**  
V souladu se Zákonem 123/2000 Sb. § 52.

Poskytovatel zdravotní péče: Fakultní nemocnice Olomouc

Umístění ZP: oční klinika, ambulance

Inv.č.:C006009 000

Název ZP:štěrbínová lampa - foto

Typ: BX 900

Výrobce: Haag-Streit International

Výr.č.: 0013


Druh kontroly a měření	---	Výsledek	---	Poznámka
stav mechanických funkcí a částí		vyhovuje / <del>nevyhovuje</del>		..... ..... .....
stav elektrických a elektronických funkcí a částí		vyhovuje / <del>nevyhovuje</del>		..... ..... .....
stav optiky		vyhovuje / <del>nevyhovuje</del>		..... ..... .....
kontrola el. bezpečnosti Meditest 50 – v.č.: 204027		vyhovuje / <del>nevyhovuje</del>		odpor ochranného uzemňovacího vodiče 0,25Ohm hodnota izolačního odporu >20 Mohm .....

**Celkový stav přístroje vyhovuje / ~~nevyhovuje~~ pro použití k výrobcem stanovenému účelu při poskytování zdravotní péče a je / ~~není~~ funkční a bezpečný.**

Termín následné kontroly: 5.6.2009

Zhotovitel: CMI, s.r.o.

Kontrolu provedl dne: 5.6.2008

  
CMI s.r.o.  
Metear Centre Office Park  
Zokolovská 100/94  
180 00 Praha 8  
Jméno a podpis: .....  
www.cmi.sk | IČO: 471 7320  
DIČ: CZ47117320