

Protokol periodické bezpečnostně technické prohlídky zdravotnického přístroje
 Podle zák. 123/2000 sb., ČSN 60601 a ČES 33.03.95
 K výkazu práce č. 004384

Datum a místo provedení prohlídky	3.5.2005 pracoviště Formed Valaš. Meziříčí
Název a typ přístroje	VF kauter Chiratom 70
Výrobní číslo	TK 103
Inventurní číslo	015671
Majitel přístroje	FN Olomouc
Umístění přístroje	KÚČOCH OP


Vzhledová kontrola	
- kryt přístroje	Vyhovuje
- ovládací prvky	Vyhovuje
- síťový přívod	Vyhovuje
- příslušenství	Vyhovuje

Kontrola funkce	
- kontrola funkce ovládacích prvků	Vyhovuje
- kontrola parametrů	Vyhovuje
- kontrola ochrany a signalizace	Vyhovuje

Max. proudy zátěží	Přípust. hodnota	Naměřeno	Rz
Mono-gen.- řez	0,34 – 0,41 A	0,38 A	500 Ohm
Mono – gen.-koag.	0,22 – 0,3 A	0,24 A	500 Ohm
Bipol. Gen.-koag.	0,73 – 0,82 A	0,78 A	125 Ohm

Měřeno při napětí sítě 235 V ampérmetrem MIP80 v.č.15636401 – 1 A

Kontrolní elektrická zkouška /tr. I.BF	Měřidlo: PU 184 v.č. 9689795
- odpor ochranného vodiče u př.tř.I.	0,058 Ohm
- izolační stav přístroje	> 20 MOhm
- unikající proud :	
- síťová část – část přístupná dotyku	0,05 mA
- síťová část – příložná část	< 0,01 mA
- část přístupná dotyku – příložná část	< 0,01 mA

Závěrečné hodnocení	Přístroj vyhovuje normám ČSN 331500 a ČSN EN 60601
Datum a podpis technika	3.5.2005 M. Axmann
Příští prohlídka :	3.5.2006 

FORMED spol. s r.o.
 Bludovice 103 ©
 741 01 NOVÝ JIČÍN