

Kontrolní protokol

o periodické bezpečnostně technické kontrole (PBTk) ZP dle zákona č.123/2000 Sb. v platném znění
K výkazu práce číslo: 028497

přístroj	KWI 4-1e –Krátkovlnná diatermie	výr.číslo	20940
výrobce	TUR Dresden NDR	třída/typ	I / BF
zákazník	FN Olomouc , rehabilitace	č. zak.	143/208

1.Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje

Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou	Unikající proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	✓/✗
	Sít' - přístupná část	0,73 mA	1,00 mA	✓
	Sít' - příločná část	0,00 mA	0,50 mA	✓
	Přístupná část - příločná část	0,00 mA	5,00 mA	✓
Kontrola přechodového odporu	Přístroj +přívod	0,06 Ω	0,3 Ω	✓

2.Kontrola funkčních parametrů přístroje

Prohlídka přístroje – mechanická kontrola	✓
Kontrola funkce všech ovládacích prvků	✓
Kontrola výkonu	✓
Kontrola příslušenství	✓

Použité přístroje : MEDITEST 50, v.č. 976 104, Multimetr METEX M-4650CR v.č. EF711836,
osciloskop KIKUSUI v.č.28070426

Podmínky měření : teplota 18 .. 28 °C , Síťové napětí 198 až 253 V/ 50Hz

Poznámka:

- ✓ - vyhovuje
- * - nevyhovuje

3. Poznámky , připomínky

Inventární číslo přístroje: I014714-000

Závěr : Tento přístroj odpovídá technickým požadavkům výrobce a je možno jej používat ve zdravotnictví k péči o pacienta.

Datum provedení : 23.3.2007
Datum příští kontroly : 03/2008
Kontrolu provedl : Ištuk Jiří

CHIRONAX
Frýdek-Místek s.r.o.



Revoluční 1280
738 01 Frýdek-Místek

CHIRONAX Frýdek-Místek s.r.o.
Revoluční 1280
738 01 Frýdek-Místek
tel :558638711,fax:558624970,
e-mail: chironax@chironax.com
<http://www.chironax.com>