

Protokol číslo : **PK08/VJ/175**

k výkazu práce číslo: 035757

Název přístroje: DS 2		Výrobní číslo : 069		Čís.zák. 618 /208 08	
Výrobce: Vojenský závod Horka, ČSSR		Třída el. bezp. : II.		Typ : BF	
Provozovatel:	adresa : FN Olomouc oddělení: Rehabilitace - ambulance				
1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje					
Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou					
P.č.	Unikající proud	Naměřená hodnota	Připustná hodnota	Výsledek	
1.1.	Sít' - přístupná část	0,0 mA	1 mA	Vyhovuje	
1.2.	Sít' - příložná část typu F	0,0 mA	0,5 mA	Vyhovuje	
1.3.	Přístupná část - příložná část	0,143 mA	5 mA	Vyhovuje	
Kontrola přechodového odporu					
1.4.	Přístroj + odpojitelný přívod	Druhá izolační třída	Druhá izolační třída	Vyhovuje	
2. Kontrola funkčních parametrů přístroje					
P.č.	Popis provedeného úkonu			Výsledek	
2.1.	Prohlídka přístroje - vizuální kontrola			Vyhovuje	
2.2.	Kontrola mechanických částí			Vyhovuje	
2.3.	Kontrola síťové části včetně pojistek			Vyhovuje	
2.4.	Kontrola pacientního kabelu,elektrod a přís.			Vyhovuje	
2.5.	Kontrola nastavení, funkce, ovládání a signalizace			Vyhovuje	
2.6.	Kontrola správné hodnoty výstupního proudu,napětí a tvaru impulsů ve všech režimech			Vyhovuje	
2.7.	Kontrola LCD displeje			Vyhovuje	
2.8.	Funkční zkouška dle předpisu výrobce-dovozce			Vyhovuje	
3. Poznámky, připomínky, doporučení					
Doporučuji vyměnit pacientní elektrody.Bez připomínek.					
4. Závěr					
Přístroj SPLŇUJE požadované parametry ve smyslu platných předpisů. SCHOPEN DALŠÍHO BEZPEČNÉHO PROVOZU .					
Použité měřicí přístroje přístroje (název,typ, v.č.) : MEDITEST 50 v.č.980442, Multimetr Metex M4650CR v.č.711828, Osciloskop V.č.28070426 Měřicí odpory 500 Ω/10W.					
Datum provedení kontroly : 24.7.2008					
Datum příští PBTK do : 7/2009					
Kontrolu provedl: Jan Vojtkovský řádně oprávněný odborník odbor hlavního mechanika					
Protokol převzal : I.Č. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUČ tel.: 583 (datum, jméno a podpis)					

CHIRONAX

FRYDEK-MÍSTEK S.R.O.

Revoluční 1280

738 01 Frýdek-Místek