

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAV. PROSTŘEDKU DLE § 27 ZÁK. 123/2000 Sb.

i.c. 102 2662-220

H. v. Petan'us

antidekubitní souprava aktivní / dynamická s kompresorem			
typ zařízení: AC7HFXCELL	výrobní číslo: 500020385	nemocnice: FA OLOMOUC - Geriatrie 46	
popis zkoušky, testovaná část		naměřené hodnoty	
		1 test	2 test
funkční test	Bezchybná funkce	OK	OK
udržitelný tlak čerpadla /průtok/	HELENO 3141 MAN 318007 o norm	HR 76,4 mmHg HR 76,2 mmHg	HR 76,4 mmHg HR 76,2 mmHg
čas přepnutí při tlakování	o norm	10'	10'
alarm tlaku	o norm	OK	OK
stav mechanických dílů		údržba dělá prázdu	
Bezpečnostně – technická kontrola byla provedena v délce 1 hod.			
Zkoušené zařízení: <u>odpovídá</u> – neodpovídá – TP a – <u>vyhovuje</u> – nevyhovuje – v provozu			
Měření provedeno dne: 24/8/07		Příští kontrola do: 24/8/08	
Technik: SORAL & HANZLIK KETTNEROVA 1940 155 00 PRAHA 5 DIČ: 006-40762882		Základní 301 301 Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 502 441 111 oddělení geriatric oddělení 46 IF6 Primář: MUDr. Zdeněk ZÁBOJ	
Servisní technici : Luděk Ploháč 603 274 051 Martin Kolář 605 356 981 Ing. Jiří Semecký 602 354 221			
Servisní střediska: SORAL & HANZLIK s.r.o. Kettnerova 1940 155 00 Praha 5 jitka.kodetova@soralhazlik.cz		SORAL & HANZLIK s.r.o. Sloupečnick 23 678 01 Blansko mk.s@centrum.cz	