

DOKLAD O REVIZI ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE

dle ČSN 33 1600, ČSN 33 1610, doporučení ČES 33.03.95

**DATUM
REVIZE**

1.2.2008

**CELKOVÉ
HODNOCENÍ**
VYHOVUJĚ**SPOTŘEBIČ**

Druh spotřebiče: Lůžkový monitor
Značka: TESLA
Typ: LKM210
Výrobní číslo: 840530
Inventurní číslo: 14533-000
Identifikační číslo:
Umístění: Fakultní nemocnice Olomouc
geriatrie lůžka 46

Řízení ochrany: II+zem
Délka přívodní šňůry:
Jmenovité napětí: 230V
Jmenovitý proud:
Jmenovitý příkon
Cos φ
Počet fází: 1
Délka přívodní šňůry: 2m
Typ síťového přívodu: Pohyblivý
Připojení k síti: Odpojitelné
Připojení k spotřebiči: Odpojitelné

PROHLÍDKA SPOTŘEBIČE / KONTROLA OZNAČENÍ

Prohlídka provedena s výsledkem: **VYHOVUJE**
Poznámky:

ZKOUŠKA CHODU

Zkouška provedena s výsledkem: **VYHOVUJE**
Poznámky:

MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PARAMETRŮ SPOTŘEBIČE

Odpor ochranného vodiče:	Rp (Ip=200mA) =	0,11 Ω	Napájecí proud:	0,38A
Odpor ochranného vodiče:	UΔ (Ip=10A) =	V	Příkon činný:	70W
Izolační odpor	Riso (Up=250V) =	<20MΩ	Příkon zdánlivý:	87VA
Proud ochr. vodičem přímá met.:	Iop =	0,015 mA	cos φ:	0,8
Proud ochr. vodičem met. rozd. proudu:	Ior =	0,015 mA		
Dotykový proud přímá met.:	Iop =	0,03 mA		
Dotykový proud met. rozd. proudu:	Ior =	mA		
Náhradní unikající proud:	Iu =	mA		
Proud část síťová-příložná přím. met.:	Isp =	0,00 mA		
Náhraní proud část příložná-přístupná :	Iinp =	mA		

Poznámky:

Použité měřicí přístroje: MEDITEST 50 , v.č. 238765, Multimetr METEX M3860D, v.č. DC346956

CELKOVÉ HODNOCENÍ SPOTŘEBIČE**Zařízení je v pořádku a je schopno bezpečného provozu**

Poznámky:

ZÁKAZNÍK

Firma: Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa: 17. Listopadu 1790
Ostrava

IČO:
DIČ:

tel:
fax:

REVIZNÍ TECHNIK

Revizi provedl a protokol vystavil: Ing. Petr KŘENEK
Evidenční číslo: 4805/9/06 R-EZ-E4/A
Adresa: 6.Května 103
Frenštát p.R
744 01

Razítko revizního technika a podpis:



Datum vystavení protokolu: 1.2.2008
Řádný termín příští revize: 1.2.2009