

Fakturační adresa: Jan Skácel Jechminkova 24 724 00 Ostrava Stará Bělá IČo: 633 06 743 Dič: CZ 54 01 30 31 05 Tel: 603 181 006		PROTOKOL o revizi (kontrolu) elektrického zdravotnického přístroje (el. spotřebiče) dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16 00. ČSN 33 16 10.		Datum: 10.12.2008 Jméno technika : Jan Skácel Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A Typ měřícího přístroje: Revex 2051 Výrobní číslo: 708 0 136 Typ měřícího přístroje: RM 2050 Výrobní číslo: 40 30 274 Typ měřícího přístroje: Výrobní číslo:	
Zákazník: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I.P. Pavlova 6 775 20 Olomouc		Měření elektrických bezpečnostních parametrů: Odpor ochranného vodiče: Rp (Ip = 200 mA)..... Odpor ochranného vodiče: Rp UΔ(Ip = 10 A)..... Isolační odpor R iso (Up = 500V).....100 Proud ochranným vodičem přímá metoda :..... Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :..... Dotykový proud přímá metoda:..... Dotykový proud rozdílová metoda:..... Náhradní unikající proud mezi sítovou a příložnou částí:.....0,030 Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:..... Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:..... Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem:..... Napájecí napětí:.....229,3 Napájecí proud:..... Příkon:..... cos φ :.....			
Umístění spotřebiče:ložkové odd.47+48 Druh spotřebiče:antidekub.matrace GU Třída ochrany : I,IIa,IIb,III Typ/ zařazení: B,BF,CF Výrobce:25959 Výrobní číslo:D 038211-000 Inv. číslo:ano Provozní zkouška:ano		Revize provedena s výsledkem: vyhověl Bezpečnostní kontrola provedena s výsledkem: vyhovuje Proveřovaný přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nich ž byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití dle zákona č.346/2003 sb.§52 odst.4.			
Stav přístroje: Mechan.-poškození:opraveno..... Přívody:v pořádku..... Stav krytů:dobrý..... Protokol o poslední revizi:ne		Tento protokol má 1 stranu. Počet vyhotovení: 2 Rozdělovník: 1x zákazník 1x revizní technik			
Příští revize (kontrola): za rok					

