

Heraeus

PROTOKOL O MĚŘENÍ

Typ zařízení:	HC 36	Výr. číslo	0411494
Výrobce:	Heraeus	Místo	FN Olomouc

TEST STAVU FILTRU

Měřicí zařízení :	Počítač částic Laser Met One	960 372 315
Generátor částic :	DEHA - Pari Boy	CZV 510 352
Zředění :		1 : 1 000
Koncentrace :		15 000 000
Množství částic velikosti 0,3 µm propuštěných filtrem :		8

RYCHLOST PROUDĚNÍ VZDUCHU

Měřicí zařízení :	Ahlborn Almemo 2290-3	960 160
Úroveň měření :	cca 50 mm nad prac. otvory	
Rastr měření :		

0,60	0,60	0,63
0,62	0,60	0,62

Minimální rychlost		0,60 m/s
Maximální rychlost:		0,63 m/s
Všechny měřené body mají mít 0,6 - 1,0 m/s		

RYCHLOST VZDUCHU V PRACOVNÍM OTVORU

Průměrná rychlost		/ m/s
Přepočtový faktor		/ m/s
Množství vzduchu		/ m/h

ELEKTRICKÝ TEST

Měřicí zařízení	PU 184	9 695 967
Izolační odpor	> 2 MOhm	✓
Odpor ochr. smyčky	< 0,1 Ohm	✓
Únikový proud	< 0,7 mA	✓

CELKOVÉ HODNOCENÍ

zařízení odpovídá normě 12469.

Datum:
26.5.05

Jméno a razítko :

Luboš BĚLOHUBÝ
Značkový servis
Heraeus Instruments
Veletřní 29
170 00 PRAHA 7

Zakazník: 32/365
69
301
323
FARULNÍ NEMOCNICE OLMOUC
I. P. Pavlova 61 775 20 Olomouc
588 441 111
Hematologická klinika
Jednotka lůžkové péče 272
Přednosta: prof. MUDr. Karel HODRÁK, DrSc.