

# PROTOKOL O ELEKTRICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE DLE ČES 33. 03. 95

|                                                                                                                    |                                                                  |                          |              |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
| JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJE:                                                                                       |                                                                  | Un = 230 V               | Pn = 100 W   |                       |
| TŘÍDA OCHRANY: I                                                                                                   |                                                                  |                          |              |                       |
| SESTAVA:                                                                                                           |                                                                  |                          |              |                       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                           | přístroj měřen samostatně (nevyplňuje se délka (m))              |                          |              |                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                | přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem o délce.....5.....m |                          |              |                       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                           | přístroj s odpojitelným síťovým přívodem o délce.....m           |                          |              |                       |
| ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE (POUZE U PŘÍSTROJŮ TŘÍDY I) :                                                              |                                                                  | 0,11                     | ohm          |                       |
| UNIKAJÍCÍ PROUD:                                                                                                   |                                                                  |                          |              |                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                | síťová část - přístupná část                                     | N = 0,03 mA              | U = 0,01 mA  | R = 0,07 mA (max 1mA) |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                | síťová část - příložná část,                                     | N = 0,018 mA             | U = 0,019 mA | (max 0,5mA)           |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                | přístupná část - příložná část                                   | R = 0,006 mA             |              | (max 0,5mA)           |
| POUŽITÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ: MEDITEST 50                                                                               |                                                                  | ČÍSLO PŘÍSTROJE: 200 324 |              |                       |
| VYHOVĚL ZKOUŠCE CHODU:                                                                                             |                                                                  | vyhověl - nevyhověl      |              |                       |
| VYHOVĚL KONTROLE DLE ČES 33. 03. 95 :                                                                              |                                                                  | vyhověl - nevyhověl      |              |                       |
| VÝSLEDEK KONTROLY: bez závad<br>závady:                                                                            |                                                                  |                          |              |                       |
| ZÁVĚR: BYLA PROVEDENA KONTROLA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ DLE<br>ZÁKONA 346/2003 sb. přístroj vyhovuje - nevyhovuje |                                                                  |                          |              |                       |
| TERMÍN PŘÍŠTÍ KONTROLY PŘÍSTROJE:                                                                                  |                                                                  | 9/2007                   |              |                       |
| KONTROLU PROVEDL:                                                                                                  |                                                                  | DNE 21.9. 2006           |              |                       |
| V LIŠOVĚ                                                                                                           |                                                                  |                          |              |                       |
| POTVRZENÍ ORGANIZACE:                                                                                              |                                                                  | podpis                   |              |                       |