

Fakturační adresa:

Jan Skácel
Ječmínkova 24
724 00 Ostrava Stará Bělá
IČO: 633 06 743 DIČ:CZ 54 01 30 31 05
Tel: 603 181 006

PROTOKOL
o revizi (kontrolě) elektrického zdravotnického přístroje
(el.spotřebiče)dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16
00.ČSN 33 16 10.ČSN EN 60950-1

Datum:13.03.2008
Jméno technika : Jan Skácel
Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A
Typ měřícího přístroje: Revex 2050
Výrobní číslo:708136
Typ měřícího přístroje:RM - 2051
Výrobní číslo:4030274
Typ měřícího přístroje:
Výrobní číslo:

Zákazník:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

Měření elektrických bezpečnostních parametrů:

Odpor ochranného vodiče:	Rp (Ip = 200 mA).....	0,14	Ω
Odpor ochranného vodiče:	Rp UΔ(Ip = 10 A).....	0,13	Ω
Isolační odpor	R iso (Up = 500 V).....	100	MΩ
Proud ochranným vodičem přímá metoda :		0,01+0,03	mA
Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :			mA
Dotykový proud přímá metoda:			mA
Dotykový proud rozdílová metoda:			mA
Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:.....		0,053	mA
Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....			mA
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....			mA
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem:.....			mA
Napájecí napětí:.....		229	V
Napájecí proud:.....		0,4	A
Příkon:.....			W
cos φ :.....			

Stav přístroje:
Mechan.poškození:.....ne.....
Přívody:.....v pořádku.....
Stav krytů:.....dobrý.....
Protokol o poslední revizi:.....

Příští revize (kontrola):za rok

Revize provedena s výsledkem:vyhověl
Bezp.tech.kontrolaprovedena s výsledkem:
Vyhověl

Prověřovaný přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nichž
byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití dle
zákona č.346/2003 sb.§52 odst.4.



Tento protokol má 1 stranu.
Počet vyhotovení: 2
Rozdělovník: 1x zákazník
1x revizní technik