

Fakturační adresa: Jan Skácel Ječmínkova 24 724 00 Ostrava Stará Bělá IČO: 633 06 743 Dič:CZ 54 01 30 31 05 Tel: 603 181 006		PROTOKOL o revizi (kontrolě) elektrického zdravotnického přístroje (el.spotřebiče) dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16 00.ČSN 33 16 10.ČSN EN 60950-1		Datum: 13.03.2008 Jméno technika : Jan Skácel Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A Typ měřícího přístroje: Revex 2050 Výrobní číslo: 708136 Typ měřícího přístroje: RM - 2051 Výrobní číslo: 4030274 Typ měřícího přístroje: Výrobní číslo:	
Zákazník: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc		Měření elektrických bezpečnostních parametrů:			
Umístění spotřebiče: Kardiochirurgická klinika JIP 50A Druh spotřebiče: Lůžko Dynamis		Odpor ochranného vodiče: Rp (Ip = 200 mA).....0,149 Odpor ochranného vodiče: Rp UΔ(Ip = 10 A).....0,09 Isolační odpor R iso (Up = 500V).....100 Proud ochranným vodičem přímá metoda :.....0,009+0,005 Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :..... Dotykový proud přímá metoda:..... Dotykový proud rozdílová metoda:..... Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:.....0,056 Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:..... Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:..... Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem:..... Napájecí napětí:.....229, Napájecí proud:.....0,5 Příkon:..... cos φ :.....			
Stav přístroje: Mechan.poškození:.....ne..... Přírody:.....v pořádku.....dobrý..... Stav krytů:..... Protokol o poslední revizi:.....		Revize provedena s výsledkem: vyhověl Bezp.tech.kontrola provedena s výsledkem: Vyhověl			
Přístří revize (kontrola): za rok		Tento protokol má 1 stranu. Počet vyhotovení: 2 Rozdělovník: 1x zákazník 1x revizní technik			

