

# Protokol o bezpečnostně-technické prohlídce zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, §52

Zákazník Fakultní Nemocnice Olomouc  
 Příklad WARM TOUCH  
 Typ \_\_\_\_\_  
 Výrobní číslo C10704J276

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Funkční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ověření přesnosti měřících funkcí

## Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Odpor ochranného vodiče	0,14 $\Omega$	max. 0,3 $\Omega$
Izolační odpor	>20 M $\Omega$	min. 20 M $\Omega$
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,08 mA
	Příložná část	mA
		max. 0,5 mA
		max. 0,05 mA

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 204009  
 Ultima Datex v.č. 3595903  
 Timer v.č. 002514

## Výsledek prohlídky (závěr):

Prověřený zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a je možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Technik: Ing. Jan Pasečný  
 Podpis \_\_\_\_\_

Provedeno dne: 31.7.2007  
 Datum příští kontroly: 7/2008