

# Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 123/2000, §52, odstavec 4

|               |                       |    |
|---------------|-----------------------|----|
| Zákazník      | FN Olomouc            | UP |
| Přístroj      | Pacientský monitor    |    |
| Typ           | FM                    |    |
| Výrobní číslo | 5175325 (I022411-000) |    |

| Vyhovuje                            | Nevyhovuje               | Provedené kontroly                              |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ovládací prvky, signalizace                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Funkční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce |

## Bezpečnostní test – měření

| Měřená veličina         | Naměřeno       | Limit              |
|-------------------------|----------------|--------------------|
| Odpor ochranného vodiče | 0,18 $\Omega$  | max. 0,2 $\Omega$  |
| Izolační odpor          | >20 M $\Omega$ | min. 20 M $\Omega$ |
| Celkový unikající proud | 0,10 mA        | max. 0,5 mA        |
| Příložná část           | 0,005 mA       | max. 0,05 mA       |

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 204009

## Výsledek prohlídky (závěr):

Prověřený zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a je možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Technik: Kamil Slaný

Provedeno dne: 4.12.2008

Podpis *K. Slaný*

Datum příští kontroly: 12/2008

